



CHECK UP SARS-COV-2 NASAL
ANTIGEN RAPID TEST
Corona - Antigen Test für den professionellen Gebrauch

CE IVD REF C2104N01
Für den professionellen Gebrauch

Immunchromatographischer Test für den
qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen
in menschlichen Nasenabstrichen.

25
Stück

Inhalt:
25 Testkassetten
25 Probenahme-Röhrchen mit Extraktionspuffer
25 Sterile Einweg-Tupfer
25 Medizinische Abfallbeutel
1 Gebrauchsanweisung

REF C2104N01
LOT C2105N01
2021/05/06
2023/05/06

Cesna Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Laboratuvarı Sist. İnş. Müh. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.
Ramazanoğlu Mah. Karşıyaka Sok. No:5/42, 34906 Pendik/İstanbul, Türkiye - info@cesna.com.tr



CHECK UP SARS-COV-2 NASAL
ANTIGEN RAPID TEST
Corona - Antigen Test für den professionellen Gebrauch

CE IVD REF C2104N01
Für den professionellen Gebrauch

Immunchromatographischer Test für den
qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen
in menschlichen Nasenabstrichen.

25
Stück



Bitte lesen Sie die Packungsbeilage vor der Anwendung.
Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Strahlungsquellen
schützen. Nicht benutzen bei beschädigter Verpackung!
Die Reststoffe sind fachgerecht zu entsorgen!

Zur Anwendung nach §3 der dritten Verordnung Medizinproduktegesetz
Deutschland - BfArM AT 924/21

Cesna Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Laboratuvarı Sist. İnş. Müh. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.
Ramazanoğlu Mah. Karşıyaka Sok. No:5/42, 34906 Pendik/İstanbul, Türkiye - info@cesna.com.tr

13 cm

20 cm

13 cm